

Rekonditionering och reparation av Clearview C

Reparation

Vid behov av reparation skall produkten skickas till Polar Print. Ta först kontakt via telefon eller E-post.

Produkten är moduluppbyggd. Oftast räcker det med att skicka in den del, kameraenhet, skärm, fjärrkontroll eller basenhet som är trasig.

Rekonditionering

Rengöring bildskärm

Rengör skärmen med torr mikrofiberduk.

Om skärmen inte blir ren av det - blöt mikrofiberduken med destillerat vatten (avjoniserat vatten) och vrid ur den noga före torkning av skärmen.

Om detta inte räcker går det att rengöra skärmen med isopropyl-alkohol samt lösningar med vinäger och vatten (inte mer än 10% vinäger).

Använd endast en minimal mängd vätska för att undvika fukt i enheten. Om vätska kommer in i enheten kan den skadas. Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på skärmen.

Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort.

- Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra skärmen.
- Spreja aldrig vätska direkt på LCD-skärmen.
- Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller etanol, etylsyra, ammoniak, aceton eller metylklorid.
- Använd aldrig pappersservetter för att rengöra skärmen.

Rengöring objektiv

Kameraobjektivet är inbyggt, endast en "lins" av plast är tillgänglig för rengöring. Till den används en liten pensel eller blåsbälg för att ta bort eventuella lösa partiklar. Spraya sedan lite linsvätska (på sprayburk t.ex. Sicclair) för att lösa upp fett och torka sedan försiktigt tills linsen är helt ren. Det är viktigt att använda engångservetter typ (Kleenex®).

Försök i möjligaste mån undvika s.k. linsdukar eller mirakeldukar samt linspennor då de har en tendens till att repa linsen.

Det går också bra att försiktigt använda handdiskmedel (t.ex. Yes) och ljummet vatten, viktigt är att skölja med vatten för att få bort lösa partiklar tag sedan lite diskmedel och bestryk linsen,

Rengöring läsbord

Ta loss kontrollpanelen före rengöring av läsbordet.

Läsbordets ovansida rengörs med lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig slipande material, sprej, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra det.

Är läsbordet slitet är det mycket enkelt och billigt att byta läsplattan (rekommenderas). Det sitter fast med snabbblås på vänster och höger undersida.

Kontrollpanelen

Batterierna i kontrollpanelen bör bytas i förbyggande syfte i samband med rekonditionering. Hur det görs beskrivs i användarmanualen.

Kontrollpanelen rengörs med lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Var mycket försiktig med vätska. Använd aldrig slipande material, sprej, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra det.

Rengöring stativet

Stativet behöver i normalfallet inte göras rent. Om behov föreligger så rengör med lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

Fabriksåterställning

Återställ alla inställningar till grundinställningar. Det görs genom att i menyn välja ”Återställa enheten till fabriksinställningarna”.

Manualer

Ladda ner och skriv ut användarmanual och snabbguide (Kom-igång) från www.polarprint.se.

Tekniska specifikationer

Modell	CVC 21,5"	CVC 24"	CVC One
Vikt	15,9 kg	16,4 kg	15,9 kg
Förstoring	1,3 - 67,5x	1,75 – 75x	2,4 – 27x eller 4 – 55x
Full HD (1080p)	Ja	Ja	Nej (720p)
Arbets höjd	≥ 25 cm	≥ 25 cm	≥ 25 cm
Dimra läsbordsbelysning	Ja	Ja	Ja
Stänga av belysning	Ja	Ja	Ja
Låsbart X-Y bord	Ja (oberoende i X-Y)	Ja (oberoende i X-Y)	Ja (oberoende i X-Y)
Bromsbart X-Y bord	Ja (oberoende i X-Y)	Ja (oberoende i X-Y)	Ja (oberoende i X-Y)
Översiktsläge	Ja	Ja	Ja
Autofokus av/på	Ja	Ja	Ja
Positioneringsindikator	Ja	Ja	Ja



Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö