

Colorino

Lillebror till ColorTest



Innehållsförteckning

1: Product Beskrivning	sida	3
2: Knappbeskrivning	sida	3
3: Bruksanvisning	sida	3
4: Batteribyte	sida	4
5: Färgmätning	sida	4
6: Ljusdetektor	sida	4
7: Högtalarinställning	sida	4
8: Rengöring och underhåll	sida	4
9: Teknisk information	sida	5
10: Garanti und service	sida	5
11: Lagenlig information ang. avfallshantering	sida	6
11.1: Slängning av uttjänta elektroniska produkter	sida	6
11.2: Slängning av batterier	sida	6
12: Förekommande symboler	sida	7
13: Tillverkare	sida	8

1: Product Beskrivning

Lägg Colorino framför dig så att den lätt upphöjda högtalaren placeras bort från dig. På ovansidans framkant (i närheten av högtalaren) finner du en rund öppning - Colorinos mät huvud. På enhetens yta finns två runda knappar, med dessa utför du Colorinos olika funktioner. På sidan vänd mot dig finner du ett litet hål i vilket du kan fästa ett snöre för att enklare kunna bära enheten.

På den högra kanten finns två uttag, det mindre som sitter närmast mot dig används för uppdatering av Colorinos mjukvara och det som sitter längre bort från dig är till för anslutning av hörlurar. På undersidan av enheten finns batterifacket.



Varning: Starta ej Colorino utan att först ha läst och förstått bruksanvisningen. Spara även bruksanvisningen för senare tillfälle och ge den vidare tillsammans med vågen om det skulle behövas. För blinda och synskadade användare finns en bruksanvisning även på CD.

2: Knappbeskrivning

Färgmättningsknappen (Knapp 1): Knappen direkt under högtalaren är till för färgmätning

Ljusbmättningsknappen (Knapp2): Knappen under färgmättningsknappen används för identifikation av ljuskällor och dess intensitet.

3: Bruksanvisning

Innan du använder Colorino, måste du sätta in batterier på undersidan av enheten. Vänd enheten så att den smalare änden pekar bort från dig och öppna batteriluckan genom att dra i tappet du finner där. Ta bort hela luckan och lägg i 2 x 1,5V AAA batterier så att minuspolen (den platta sidan på batteriet) ligger mot den rörliga klammersidan. Stäng luckan och din Colorino är klar för användning!

Enheten stängs automatiskt av efter 30 sekunder om ingen knapp berörs. För att starta enheten igen trycker du enkelt på en av de två knapparna.

4: Batteribyte

För att smidigt ta ut batterierna ur facket trycker du på batteriet nära enhetens smalare ände, i närheten av batteriklämman, då hoppar de lätt ut ur facket.

5: Färgmätning

Placera mätningshuvudet på Colorino i rät vinkel mot den ytan som du vill läsa av färgen på. Tryck en gång på färgmätningssknappen, den avlästa färgen meddelas av en röst. Om du håller kvar knappen intryckt vid färgmätningen upprepas färgen så många gånger som önskas. Om mätningshuvudet inte placeras i en rät vinkel kan det leda till en felmätning som meddelas med en signalton.

6: Ljusdetektor

Rikta och håll inne ljusmätningssknappen för att finna ljuskällor såsom lampor, fönster etc. Med hjälp av ljudsignaler kan du identifiera ljusintensiteten.

- ju högre ton, desto starkare ljuskälla
- ju lägre ton, desto svagare ljuskälla

7: Högtalarinställning

Volymen på högtalaren kan ställas in i tre olika nivåer. För att ändra volymen trycker du in ljusmätningssknappen och håller kvar den samtidigt som du trycker in färgmätningssknappen. Önskad volym ställs in genom att släppa knappen vid önskad volym (volymstyrkan upprepas mellan låg, medel och hög).

8: Rengöring och underhåll

Använd en fuktig trasa för att rengöra Colorino.



Varning: Vätska får inte komma in i vågen! Använd ej starka rengöringsmedel eller skursvampar med hård yta för att inte skrapa eller skada vågen på annat sätt.

9: Teknisk information

Färgidentifikation:	känner igen 134 olika färger
Ljusmätning:	meddelar ljusintensitet i 10 000 olika toner
Språkutgåvor:	över 20 olika språk i hög kvalitet
Högtalarinställning:	tre olika volymer, anslutning till hörlurar
Storlek:	(110) x (39-50) x (21-25) mm
Vikt:	85 gram inklusive batterier
Batteri:	2st Alkaline batterier (1,5V M AAA)
Ytterligare detaljer:	Eget gränssnitt för uppdatering av mjukvaran hos tillverkaren. Ett litet hål för infästning av ett band så att enheten t ex kan bäras runt halsen. Tygväska.

10: Garanti und service

Fr.o.m inköpsdatum gäller följande garanti:


- två år på vågen,
- ett år på tillbehör (nätadapter, hörlurar etc.),
- sex månader på medföljande delar (hölje, etc)
- på externa delar (batterier, CD) finns det ingen garanti

Vid eventuella problem under garantitiden, kommer Colorino antingen att repareras eller bytas ut utan extra kostnad. Vid utsättning av vätkor, starka elektromagnetiska fält, öppning av enheten eller om miniräknaren tappas i golvet förfaller garantin. Om du har problem med Colorino, vänligen kontakta CareTec eller din lokala återförsäljare innan du lämnar tillbaka vågen. Vi kommer då att informera dig om vad som är nödvändigt för att få vågen att fungera. Enheten får bara öppnas av auktoriserade tekniker!


CareTec förbehåller sig rätten att göra ändringar eller förbättringar till produkterna utan skicka ut information om detta.

11: Lagenlig information ang. avfallshantering

11.1: Slängning av uttjänta elektroniska produkter

	<p>Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall, utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.</p>
---	---

11.2: Slängning av batterier

	<p>Batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall, utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.</p>
---	---

Pb-Cd-Hg De här tecknen kan förekomma på batterier.

Pb = innehåller bly

Cd = innehåller kadmium

Hg = innehåller kvicksilver

12: Förekommande symboler

	Varning
	Obeservera
	Får ej slängas med vanligt hushållsavfall
	Tillverkarinformation

13: Tillverkare



CareTec International GmbH, Stubenbastei 1, A 1010 Wien,
Österrike

Telefonnummer (+43 1) 513 80 81 0

Fax (+43 1) 513 80 81 9

E-mail: office@caretec.at

Web: www.caretec.at