

Användarmanual




PRODIGI DUO – LÄSPLATTAN KOM IGÅNG


20130823

KOM IGÅNG

1. Anslut USB-laddningskabeln till Strömadaptern.




2. Håll i Läsplattan så att HumanWares logotype är UPPÅT. Anslut strömkabeln till laddningskontakten och anslut till ett strömuttag. Försäkra dig om att HumanWares taktila logotyp på kabeln pekar uppåt (1).



OBSERVERA: Var försiktig när du ansluter kabeln i laddningskontakten då denna är ömtålig.

3. Låt Läsplattan ladda i 8 sammanhängande timmar (första laddningen) och tryck sedan på Strömknappen på övre kanten för att starta.



Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
Fax 090-13 94 83

Region öst

Stockholm

Liljeholmsvägen 28
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

Region väst

Göteborg

Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470-39030