

Hark Reader

Läser upp all slags text utan en knapptryckning.



Hark Reader omvandlar på ett snabbt sätt tryckt text så den blir uppläst med en tydlig talsyntesröst.

Lägg ett dokument på läsytan och Hark Reader börjar läsa omedelbart! Inga knappar att trycka på, inget krångel, bara luta dig tillbaka och njut av uppläsningen.

En bärbar lösning

Hark Reader kan flyttas på och användas var som helst; i huset, på semestern eller när du besöker familj & vänner.



Lägg ett brev, en bok, tidning, medicinförpackning, kvitto eller något annat med tryckt text på läsytan och inom ett par sekunder påbörjas uppläsningen.

För att stoppa uppläsningen, ta bort textmaterialet från läsytan. Hark Reader är omedelbart redo så att du kan placera nytt textmaterial på läsytan.

Det är verkligen så enkelt!

Med det inbyggda batteriet kan Hark Reader användas var som helst utan att kopplas till ett strömuttag. Dess hopfällbara design gör att den är enkel att förvara eller flytta.

En separat kontrollpanel (valfritt tillbehör) erbjuder mer avancerad förflyttning i textmaterialet som ska läsas, till exempel framåt eller bakåt via tecken, ord, mening eller stycke.



Egenskaper

- Nätt, portabel & hopfällbar design
- Automatisk uppläsning
- Justerbar läshastighet
- Kan styras med handgester
- Hörlursuttag
- Knapp för pausa/återuppta läsning
- Batteri (ca 12-timmar drifttid)
- Kontrollpanel (valfritt tillbehör)
- Flera språk tillgängliga
- USB (för extern lagring)
- Dimensioner: L 33cm, B 26cm
- Höjd uppfälld 29cm
- Höjd hopfälld 5cm
- Vikt: 1.6Kg

Humanware™
see things. differently.

www.humanware.com

polar print
Hjälpmedel och tjänster

info@polarprint.se
www.polarprint.se
Tel: 010-470 99 00